

THERMOPHORE® FREEDOM™ Digital

Moist Heat Therapy Pad

Warranty

Thermophore® products automatically include a two-year limited warranty against manufacturing defects.

Please keep your purchase receipt for warranty eligibility. Altering the product voids the warranty. For questions or assistance visit us at www.battlecreekequipment.com or call us at 269-962-6181.

Garantie

Les produits Thermophore® incluent automatiquement une garantie limitée de deux ans contre les défauts de fabrication.

Veuillez conserver votre reçu d'achat pour l'éligibilité à la garantie. La modification du produit annule la garantie.

Pour toute question ou assistance, visitez-nous au www.battlecreekequipment.com ou appelez-nous au 269-962-6181

Garantía

Los productos Thermophore® incluyen automáticamente una garantía limitada de dos años contra defectos de fabricación.

Guarde su recibo de compra para verificar la elegibilidad de la garantía. La alteración del producto anula la garantía.

Para preguntas o asistencia, visítenos en www.battlecreekequipment.com o llámenos al 269-962-6181



PO Box 629
702 South Reed Road
Fremont, IN 46737
269-962-6181
www.BattleCreekEquipment.com

THERMOPHORE® FREEDOM™ Digital

Moist Heat Therapy Pad

Instruction Manual Manuel d'instructions



Digital Switch

Personalized heat & time settings
let you maximize your pain relief

Contrôle Numérique

La personnalisation des réglages de
la durée et de la chaleur vous permet
d'optimiser le soulagement de
la douleur.



PO Box 629
702 South Reed Road
Fremont, IN 46737
269-962-6181
www.BattleCreekEquipment.com

Proudly Family
Owned and
Operated!

DANGER

To reduce the risk of burns, electric shock and fire, this product must be used in accordance with the following instructions:

READ THE MANUAL AND FOLLOW ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS.

NEVER USE WHILE SLEEPING.

NEVER USE ON AN INFANT.

THIS PAD IS NOT TO BE USED ON OR BY AN INVALID, PARALYZED PERSON, SLEEPING OR UNCONSCIOUS PERSON, OR A PERSON WITH POOR BLOOD CIRCULATION.

NEVER USE ON AREAS OF INSENSITIVE SKIN.
NEVER TAPE OR TIE DOWN THE SWITCH. THE SWITCH WAS DESIGNED FOR YOUR SAFETY. USE ONLY AS DIRECTED.

BURNS CAN OCCUR REGARDLESS OF CONTROL SETTING, CHECK SKIN UNDER PAD FREQUENTLY.

NEVER USE PAD WITHOUT COVER IN PLACE.

NEVER USE PINS OR OTHER METALLIC MEANS TO FASTEN THIS PAD IN PLACE.

NEVER LAY ON, SIT ON, LEAN AGAINST, CRUSH, OR FOLD PAD DURING USE.

NEVER TWIST THE CORD. EXCESSIVE TWISTING MAY DAMAGE THE INTERNAL COMPONENTS. ALWAYS UNPLUG PAD WHEN NOT IN USE.

NEVER WRAP, HOLD, OR LOOP THE CORD IN ANY POSITION WHICH SHARPLY BENDS IT.

NEVER PULL THIS PAD BY THE CORD. DO NOT USE THE CORD AS A HANDLE. LOOP CORD LOOSELY WHEN STORING. TIGHT WRAPPING MAY DAMAGE CORD AND INTERNAL PARTS.

CAREFULLY EXAMINE INNER COVER BEFORE EACH USE. DISCARD THE PAD IF INNER COVERING SHOWS ANY SIGN OF DETERIORATION.

THIS UNIT IS NOT DESIGNED FOR USE IN CONJUNCTION WITH ANY TYPE OF MASSAGE APPARATUS. SUCH USE MAY DAMAGE THE INTERNAL COMPONENTS, WHICH COULD LEAD TO ELECTRIC SHOCK, BURNS AND/OR FIRE. SUCH USE ALSO WILL VOID THE WARRANTY.

NEVER ATTEMPT TO OPEN, DISASSEMBLE, OR OTHERWISE ACCESS ANY OF THE PRODUCT'S INTERNAL COMPONENTS. THIS WILL VOID THE WARRANTY. IF ANY ISSUE, CONTACT CUSTOMER SERVICE. CONNECT TO A 120V AC OUTLET ONLY.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Using Your Heating Pad

- Insert the plug into any 120-volt outlet. The pad has a polarized plug as a safety feature so the plug will only fit into a polarized outlet one way.
- **Press and hold the power button to turn on/off the product.**
- Press the SET button to adjust TIME or TEMP. Up ▲ and down ▼ buttons adjust the heat level and timer duration.
- After 10 seconds with no interaction, the switch will exit SET mode and the pad will begin heating.
- Heat bars indicate active heating and when the pad is ready for use.
- Hold the SET button to re-enter SET mode
- The pad will automatically shut off when the timer ends.
- We recommend treatments of 30 minutes or less with a minimum wait between sessions of 60 minutes. Please consult a physician if you require more prolonged heat therapy or if you notice unusual symptoms.



SET Mode



HEATING Mode

Cleaning Instructions

- Do not soak the heating unit. Wipe clean only.
- Hand wash the plush cover in cold water. Hang dry or dry flat.

Storage Instructions

- Store your heating pad flat or in its original packaging in a cool, dark, dry place.
- Do not wrap cord around pad for storage.

DANGER

Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution et d'incendie, utilisez ce produit conformément aux directives suivantes: LISEZ LE GUIDE ET RESPECTEZ TOUTES LES MISES EN GARDE ET LES DIRECTIVES.

N'UTILISEZ PAS CE COUSSIN POUR DORMIR.

N'UTILISEZ JAMAIS AVEC UN NOURRISSON.

CE COUSSIN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ AVEC NI PAR UNE PERSONNE HANDICAPÉE OU PARALYSÉE, UNE PERSONNE QUI DORT OU EST INCONSCIENTE OU ENCORE UNE PERSONNE SOUFFRANT DE TROUBLES DE LA CIRCULATION.

NE PAS UTILISER SUR LA PEAU INSENSIBLE.

ÉVITEZ DE BLOQUER L'INTERRUPTEUR AU MOYEN DE RUBAN ADHÉSIF OU D'UNE ATTACHE. L'INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ A ÉTÉ CONÇU POUR VOTRE SÛRETÉ.

IL FAUT L'UTILISER UNIQUEMENT COMME INDIQUÉ. DES BRÛLURES PEUVENT SURVENIR, SANS ÉGARD AU RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE; VÉRIFIER FRÉQUEMMENT LA PEAU SOUS LE COUSSIN.

NE JAMAIS UTILISER LE COUSSIN SANS SON RECOUVREMENT.

NE PAS UTILISER D'ÉPINGLES NI D'OBJET MÉTALLIQUE POUR MAINTENIR LE COUSSIN EN PLACE.

NE JAMAIS SE COUCHER, S'ASSEOIR OU S'APPUYER SUR LE COUSSIN, NI NE L'ÉCRASER OU LE PLIER PENDANT L'UTILISATION. ÉVITEZ D'ENTORTILLER LE CORDON.

UN ENTORTILLEMENT EXCESSIF POURRAIT ENDOMMAGER LES COMPOSANTES INTERNES. DÉBRANCHEZ TOUJOURS LE COUSSIN LORSQUE VOUS NE VOUS EN SERVEZ PAS.

ÉVITEZ D'ENROULER OU DE FAIRE DES BOUCLES AVEC LE CORDON OU ENCORE DE LE TENIR DE MANIÈRE À EN FAIRE DES PLIS SERRÉS.

NE JAMAIS TIRER SUR LE COUSSIN PAR LE CORDON D'ALIMENTATION.

NE PAS UTILISER LE CORDON D'ALIMENTATION COMME POIGNÉE.

ENROULER LÂCHEMENT LE CORDON AU MOMENT DE RANGER LE COUSSIN.

DES TOURS TROP SERRÉS POURRAIENT ENDOMMAGER LE CORDON OU LES PIÈCES INTERNES.

EXAMINEZ AVEC SOIN LE RECOUVREMENT INTERNE AVANT CHAQUE UTILISATION.

JETER LE COUSSIN SI LE RECOUVREMENT INTERNE MONTRE DES SIGNES DE DÉTÉRIORATION.

UNE MAUVAISE UTILISATION PEUT ENTRAÎNER UN RISQUE DE STRANGULATION.

UTILISER SELON LES INSTRUCTIONS.

CET APPAREIL N'EST PAS CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC UN AUTRE TYPE D'ACCESSOIRE DE MASSAGE.

UNE TELLE UTILISATION POURRAIT ENDOMMAGER LES COMPOSANTES INTERNES, CE QUI POURRAIT ENTRAÎNER UNE ÉLECTROCUTION, DES BRÛLURES OU UN INCENDIE.

CELA ANNULERAIT AUSSI LA GARANTIE.

NE TENTEZ JAMAIS D'OUVRIIR OU DE DÉMONTER LE COUSSIN, OU D'ACCÉDER À SES COMPOSANTES INTERNES.

CELA ANNULERA LA GARANTIE.

EN CAS DE PROBLÈME, COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE.

BRANCHEZ UNIQUEMENT À UNE PRISE 120 V C.A.

CONSERVER PRÉCIEUSEMENT CES INSTRUCTIONS.

Utiliser votre coussin chauffant

- Insérez la fiche dans une prise de 120 volts. Le pad est doté d'une fiche polarisée comme dispositif de sécurité, de sorte que la fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un seul sens.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer/éteindre le pad.
- Appuyez sur le bouton SET (réglage) pour régler TIME (durée) ou TEMP (température). Les boutons haut et bas permettent de régler le niveau de chaleur et la durée de la minuterie.
- Après 10 secondes sans interaction, le commutateur quittera le mode SET (réglage) et le pad commencera à chauffer.
- Les barres de chaleur indiquent que le chauffage est actif et le moment où le pad est prêt à être utilisé.
- Maintenez le bouton SET (réglage) enfoncé pour revenir en mode SET.
- Le pad s'éteint automatiquement lorsque la minuterie se termine.
- Nous recommandons des traitements de 30 minutes ou moins avec un délai d'attente minimum entre les séances de 60 minutes. Veuillez consulter un médecin si vous avez besoin d'une thérapie par la chaleur plus prolongée ou si vous remarquez des symptômes inhabituels.
- Lavez à la main la housse en tissu à l'eau froide. Séchez à l'air libre ou à plat.

Instructions de nettoyage

- Ne pas faire tremper l'élément chauffant. Uniquement l'essuyer.
- Lavez à la main la housse en tissu à l'eau froide. Séchez à l'air libre ou à plat.

Instructions de stockage

- Ranger votre coussin chauffant à plat ou dans son emballage d'origine, dans un endroit frais, sombre et sec.
- Ne pas enrouler le cordon autour du coussin lorsque vous le rangez.



PELIGRO

Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas e incendios, este producto debe usarse de acuerdo con las siguientes instrucciones:

LEA EL MANUAL Y SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES.

NUNCA LO UTILICE MIENTRAS DUERMA.

NUNCA LO UTILICE EN UN NIÑO PEQUEÑO.

ESTA ALMOHADILLA NO SE DEBE UTILIZADA EN O POR UNA PERSONA DISCAPACITADA, QUE TENGA PARÁLISIS, QUE ESTÉ DURMIENDO O ESTÉ INCONSCIENTE, O UNA PERSONA CON MALA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA.

NUNCA UTILICE EN ÁREAS DE LA PIEL SIN SENSIBILIDAD.

NUNCA ENCINTE O AMARRE EL INTERRUPTOR.

EL INTERRUPTOR FUE DISEÑADO PARA SU SEGURIDAD. ÚSELO SOLAMENTE SEGÚN SE INDICA.

LAS QUEMADURAS PUEDEN OCURRIR INDEPENDIENTEMENTE DE LA CONFIGURACIÓN DEL CONTROL, REVISE CON FRECUENCIA LA PIEL DEBAJO DE LA ALMOHADILLA.

NUNCA USE LA ALMOHADILLA SIN LA CUBIERTA COLOCADA EN SU SITIO.

NUNCA USE ALFILERES U OTROS OBJETOS METÁLICOS PARA SUJETAR ESTA ALMOHADILLA EN SU SITIO.

NUNCA SE ACUESTE NI SE SIENTE NI SE APOYE ENCIMA, NI APLASTE NI DOBLE LA ALMOHADILLA DURANTE EL USO.

NUNCA RETUERZA EL CORDÓN. SI RETUERCE EN EXCESO PUEDE DAÑAR LOS COMPONENTES INTERNOS.

DESENCHUFE SIEMPRE LA ALMOHADILLA CUANDO NO LA USE.

NUNCA ENVUELVA, APOYE O ENROLLE EL CABLE EN CUALQUIER POSICIÓN QUE FORME CURVAS CERRADAS.

NUNCA JALE LA ALMOHADILLA TIRÁNDOLA DEL CABLE.

NO UTILICE EL CORDÓN COMO MANGO.

ENROLLE EL CABLE SIN APRETAR CUANDO LO GUARDE.

SI LO ENVUELVE APRETADO PUEDE DAÑAR EL CABLE Y LAS PARTES INTERNAS.

EXAMINE CUIDADOSAMENTE LA CUBIERTA INTERIOR ANTES DE CADA USO.

DESECHE LA ALMOHADILLA SI LA CUBIERTA INTERIOR MUESTRA CUALQUIER SEÑAL DE DESGASTE.

EL USO INADECUADO PUEDE PROVOCAR RIESGO DE ESTRANGULAMIENTO.

UTILIZAR SEGÚN LAS INSTRUCCIONES.

ESTA UNIDAD NO ESTÁ DISEÑADA PARA SER USADA CON CUALQUIER TIPO DE APARATO PARA MASAJES.

SI LO UTILIZA ASÍ, PUEDE DAÑAR LOS COMPONENTES INTERNOS, LO QUE PODRÍA OCASIONAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, QUEMADURAS Y/O INCENDIOS.

ADEMÁS, ESTE TIPO DE USO ANULARÁ LA GARANTÍA.

NUNCA INTENTE ABRIR, DESMONTAR O ACCEDER DE CUALQUIER MANERA A LOS COMPONENTES INTERNOS DEL PRODUCTO.

ESTO ANULARÁ LA GARANTÍA.

SI HAY ALGÚN PROBLEMA, PÓNGASE EN CONTACTO CON SERVICIO AL CLIENTE.

CONECTE SOLAMENTE A UN TOMACORRIENTE DE CA DE 120V.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Cómo usar su almohadilla térmica

- Conecte el enchufe en cualquier toma de 120 voltios. La almohadilla tiene un enchufe polarizado como medida de seguridad, de modo que solo encajará en una toma polarizada en una única posición.
- Mantenga pulsado el botón de encendido para encender o apagar la almohadilla.
- Pulse el botón de ajustes (SET) para ajustar el tiempo (TIME) o la temperatura (TEMP). Los botones arriba y abajo ajustan el nivel de calor y la duración del temporizador.
- Tras 10 segundos sin interacción, el interruptor saldrá del modo SET y la almohadilla comenzará a calentarse.
- Las barras de calor indican que la almohadilla está calentando y cuándo está lista para usarse.
- Mantenga pulsado el botón SET para volver a entrar en el modo SET.
- La almohadilla se apagará automáticamente cuando termine el temporizador.
- Recomendamos tratamientos de 30 minutos o menos con una espera mínima entre sesiones de 60 minutos. Consulte a un médico si necesita una terapia de calor más prolongada o si nota síntomas inusuales.



Instrucciones de limpieza

- No remoje la almohadilla térmica. Solamente límpiela.
- Lave a mano la funda de felpa con agua fría. Cuélguela en seco o séquela en plano.

Instrucciones de almacenamiento

- Guarde la almohadilla térmica en forma lisa o en su embalaje original en un lugar fresco, oscuro y seco.
- No enrolle el cable alrededor de la almohadilla para guardarla.